

非接触赤外線 温度計

取扱説明書



CTF-308

安全にお使いいただくために

「非接触赤外線温度計 CTF-308」をお買いあげ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくご使用になるために、最初にこの取扱説明書をお読み下さい。



警告

誤った取扱いをされた場合、人が傷を負ったり、物的損害につながる恐れがある内容を示します。

-
- ・測定結果はあくまでも参考温度です。自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
 - ・本製品を口内、耳内、鼻腔内などの身体の内部に挿入して使用しないでください。
 - ・子供の手の届くところには保管しないでください。怪我や故障の原因となります。
 - ・子供だけで使用させないでください。振り回したり、ぶつけたりなどされますと、目などを傷つける恐れがあります。
 - ・濡れた手で電池カバーを外さないでください。
 - ・電池を交換する際は、電池やネジを子供が誤って飲み込まないように十分注意してください。
 - ・万一、電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - ・本製品を火気等のそばに置かないでください。変形したり、破裂して怪我や火傷をする恐れがあります。

製品仕様

内 容 物	本体 日本語取扱説明書（WEB版） 単四乾電池2本
使 用 条 件	気 温 : 5℃～40℃ 湿 度 : 15～93%以内 消費電力: DV3V(単四乾電池)50mw以下
商 品 サ イ ズ	151×35×50.2mm (H×W×L)
商 品 重 量	103g(乾電池除く)
精 度	0.1℃ / 0.1F
測 定 範 囲	参考体表面温度モード: 32℃～42.9℃ 物体表面温度モード: -20℃～100℃
測 定 誤 差	35℃～42℃範囲内: ±0.2℃ 上記以外: ±0.3℃
測 定 単 位	0.1℃ / °F
測 定 時 間	1秒以内
距 離	1cm以内
自 動 オ フ 時 間	30秒
記 憶 メ モ リ ー	10回分
製 造 地	中国

各部名称



使用上の注意

① 乾電池の装着

※電池の+と-をお確かめください。

※使用済みの乾電池の捨て方はお住まいの地区のルールに従ってください。

電池カバーを押しながら
下にスライドします。



② 保存・メンテナンス


- ・ 使用後は乾燥、無塵、清潔な場所に保管してください。
- ・ 強い日当たりを避けてください。
- ・ 赤外線センサーは塞がらないようにしてください。
- ・ 長時間使用しない場合は電池を外してください。
- ・ 定期的に対応環境温度（5℃～40℃）以内にあることをお確かめください。

使用方法

- (1) 「電源ボタン」を押し、電源オンにします。
- (2) デフォルトは「参考体表面温度モード」のため、「電源ボタン」で36+months、0-3months、3-36monthsを選択し、「測定ボタン」で決定します。
- (3) 「参考体表面温度モード」画面に「☺」が表示されます。
「測定ボタン」で参考体表面温度が測定できます。
- (4) 「参考体表面温度モード」で「電源ボタン」を押すと画面に「☒」が表示されます。「物体表面温度モード」に切り替わり、「測定ボタン」で物体表面温度が測定できます。
「物体表面温度モード」の適用：ミルク、お風呂、空間温度
- (5) 電源オフ 30秒間操作がなければ自動電源オフとなります。または「電源ボタン」を4秒間長押ししますと電源オフとなります。



物体表面温度モード



液晶上部に「☒」が表示されます。
測定範囲：-20℃～100℃

参考体表面温度モード



液晶上部に「☺」が表示されます。

測定範囲 : 32℃～42.9℃



測定温度が「熱範囲」もしくは「高熱範囲」になった場合は「ピッ」と四回電子音が鳴り、液晶上部に「☹」が表示されます。

月齢範囲	参考体表面温度	熱範囲	高熱範囲
0～3ヶ月	35.8℃～37.4℃	N/A	37.4℃～
3～36ヶ月	35.4℃～37.6℃	37.6℃～38.5℃	38.5℃～
36ヶ月以上	35.4℃～37.7℃	37.7℃～39.4℃	39.4℃～

「℃」と「°F」の切り替え

電源ボタンを長押しし、画面の右下に「℃」か「°F」が表示されます。設定したい単位になったら、電源ボタンをリリースしてください。初期設定は「℃」となります。

記憶メモリーの確認方法

電源がOFFの状態で、測定ボタンと電源ボタンを同時に長押しすると、画面上に「M」が表示されます。測定ボタンで「M1」～「M10」を確認できます。

トラブルシューティング

画面表示	状況	対処法
Hi	「参考体表面温度モード」が43℃以上の場合	再測定
Lo	「参考体表面温度モード」が32℃以下の場合	再測定
	バッテリー切れ	電池交換
	左上に点滅する	今後アプリにて対応する予定

保証書

この保証書は、下記製品を下記保証期間及び条件に従い、無償修理することを約束するものです。

従って、保証適用外の場合の修理は有償とさせていただきますので予めご了承ください。

品名または型番		非接触赤外線温度計 CFT-308		
お買い上げ年月日			保証期間	購入後 6ヶ月
お客様	ご住所	〒		
	お名前	(ふりがな) 様		
	TEL	()		

販売店	住所・販売店名・電話番号
-----	--------------

販売元：株式会社プレシヤスケア

〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-20-1 ファインズビルみなとみらい 702

TEL 045-319-4905 FAX 045-319-4915 受付時間 9:00~18:00 (土日祝日を除く)